

## **ESTUDIO DE PORFIRINAS EN HECES**

***PARA OBTENER UN RESULTADO FIABLE LE ROGAMOS SIGA LAS SIGUIENTES INDICACIONES:***

### **MATERIAL NECESARIO:**

- Recipiente de boca ancha para recoger las heces, tipo orinal, bacinilla o cuña. No es necesario que esté estéril, sólo es preciso que esté limpio. No contendrá restos de jabones, detergentes o desinfectantes.
- Recipiente estéril de boca ancha y cierre hermético para enviar la muestra.
- Papel de aluminio para envolver el recipiente de envío de la muestra.

### **RECOGIDA DE LA MUESTRA:**

- Recoger las heces en el recipiente indicado y transferir una porción al bote estéril de boca ancha para el envío al laboratorio.
- Proteger la muestra de la luz solar envolviendo el bote en papel de aluminio y mantener refrigerada (en nevera) hasta remitir al laboratorio.